
Inlabtec Bagboard Art. No. 100135

Lieferumfang: 10 Stück Bagboards inklusive mehrfach verwendbarer Klebepads und 20 Schutzhüllen

Delivery: 10 pieces Bagboards inclusive reusable adhesive pads and 20 protective sleeves



Bagboard entlang der zwei Rillen falten.
Das Inlabtec Logo ist dabei gegen aussen und lesbar.

Fold the Bagboard along the two grooves.
The Inlabtec logo is to the outside and readable.



Das Bagboard in die Schutzhülle stellen.

Place the Bagboard into the protective sleeve



Die Schutzhülle an der Bagboard-Rückseite mit einem Klebepad befestigen.

Attach the protective sleeve to the back of the Bagboard with an adhesive pad.

Für weitere Information/ for more information

www.inlabtec.com