


Inlabtec Rack Art No. 100130

Für die Probenentnahme aus bis zu fünf Inlabtec Homogenizer Bags 100120 und 100125, mit max. 150 ml Inhalt. Rostfreier Edelstahl, autoklavierbar.

For simple sampling out of up to five Inlabtec Homogenizer Bags 100120 and 100125 filled with max. 150 ml. Stainless steel, autoclavable.



Inlabtec Rack Tilter Art No. 100131

Zum Schrägstellen vom Rack 100130 damit der Inhalt nicht ausläuft. Ermöglicht so die Probenentnahme aus Homogenizer Bags gefüllt mit 150 – 350 ml in der oberen Position (Bild unten) oder gefüllt mit 350 – 500 ml in der unteren Position. Rostfreier Edelstahl, autoklavierbar.

For tilting the Rack 100130 to prevent leakage. Thus allowing simple sampling out of Homogenizer Bags filled with 150 – 350 ml in the upper position (picture below) or filled with 350 – 500 ml in the lower position of the Rack Tilter 100131. Stainless steel, autoclavable.



www.inlabtec.com